

BR-907

## TOILET


ANTIMICROBIAL EMERGENCY TOILET BRAIN

抗菌消臭トイレ  
10回分

(アルミ包装凝固剤 10袋)

5大悪臭や菌の  
抗菌・消臭試験 合格アルミダブルバックで  
15年保存

日本製



1 便器と便座の間に排泄袋をはさんで下さい。  
※排泄袋は別売り

2 便座を下ろししっかりと固定します。

3 用を足した後、袋を破って中身ふりかけます。

4 排泄袋を取り出し中身が出ないようにして廃棄。

## 公的機関で各種製品性能検査テスト合格

- 消臭力試験▶合格 ガス5種 アンモニア 硫化水素 メチルメルカプタン トリメチルアミン 酢酸
- 抗菌力試験▶合格 菌6種 大腸菌 黄色ブドウ球菌 アンモニア生産菌 カンジタ菌 サルモネラ菌 緑膿菌
- 焼却残渣試験▶合格 ●急性経口毒性試験▶合格
- 皮膚一次刺激性試験▶合格
- フィルム検査▶合格 JIS Z0208:1976

〔使用上・保管上の注意〕

●原に異常がある時は固まりにくい場合があります。●凝固剤は便器の中に入れて下さい。詰まりの原因となります。●排泄袋は使用ごとにお取替下さい。●本来の用途以外に使用しないで下さい。●お子様の手の届かないところに保管して下さい。●お子様一人で使用しないで下さい。●お子様が使用される場合は保護者の方が必ずそばについて監督下さい。●直射日光の当たる場所、または湿度の多いところでの保管はお避け下さい。●直後後は保管せずにすぐにご使用下さい。●本剤は食べられませんので、口に入れないで下さい。●誤り込んだ場合はすぐに清潔な水で15分以上洗浄して下さい。その後速やかに専門医の診断をお受け下さい。●飲み込んだ場合は水で口の中を洗浄し、コップ1～2杯の水または牛乳を飲んで下さい。その後、直ちに専門医の診断をお受け下さい。●処理する場合は各地方自治体の案内に従って下さい。●固まるまで数分かかる場合があります。

●品番: BR-907 ●品名: 抗菌消臭凝固剤 10回分 (凝固剤のみ)  
●素材: 凝固剤: ポリマー、抗菌剤、消臭剤、AG配合抗菌活性化炭 (日本製) ●セット内容: 凝固剤 (約10g/個) ×10個 ●保存期間: 未使用未開封で15年

販売元: 株式会社フライン  
住所: 〒552-0003  
大阪市港区鶴路 2-19-26  
TEL: 06-6572-1581



日本製

