

COOL ICE PACK

Dedicated ice pack set

MADE IN JAPAN

日本製

BRAIN

BR-532

ジェル
保冷剤 × 1 個 アルミ
袋 × 2 袋

アイスパック®Ⅱ 専用保冷剤セット

商品説明

- 保冷剤は**高吸水性ポリマー**使用
- アルミ袋に入ると**結露防止**で背中が濡れにくい



アルミ

水分が外にもれにくい！

保冷剤が原因で生じる結露が袋の外に染み出しにくく、背中が濡れにくいのが特徴です。




対応商品

BR-530 アイスパック®Ⅱ
KU-530 アイスパック®Ⅲ


※本体は付属していません

保冷剤使用方法


背中への保冷剤ポケットに凍らせた保冷剤を入れてお使いください。



保冷剤は3～4時間冷凍庫で凍らせます。



凍結後、アルミ袋に入れジッパーを閉めます。



アイスパックⅡ(別売)の本体ポケットに入れます。

- 【品番】BR-532
【商品名】アイスパック®Ⅱ専用保冷剤セット
【素材】保冷剤:高吸水性ポリマー、水、ポリエチレン
アルミ袋:アルミ
【サイズ他】保冷剤:(約)100×150mm、(約)200g
【セット内容】保冷剤×1個、アルミ袋×2袋
【生産国】保冷剤:日本
アルミ袋:中国
【輸入・販売元】株式会社ブレイン
〒552-0003 大阪市港区磯路2-19-26

※ご注意ください

●保冷剤は食べられません。●保冷剤を使用されるときは、凍傷や火傷の恐れがありますので直接肌の上に着用しないで下さい。●使用状況によりアルミ部分がはがれてくる場合がございますので、ご了承ください。●状況によりデザインや仕様が変更場合がございます。●袋が破れたり中身が漏れてしまった場合は使用しないで下さい。●廃棄は各自治体の指示に従って処分して下さい。

B-10012



4 571286 594034